

Bezpečnostní pipetovací balónek >FLIP™<

pouze se 2

pracovními body!

Opravdová inovace *

od Deutsch &

Neumann !

Výhody, které

máte v ruce



* Euro Pat. Nr.637266
US Pat. No. 5510083



DEUTSCH&NEUMANN GmbH 

Ještě jednodušěji ovladatelný - čištění se stává hračkou. Pouze jediné provedení pro všechny velikosti pipet!


1 Odvzdušnění novým automatickým ventilem



2 Nasátí stiskem pracovního bodu





3 Vyprázdnění stiskem pracovního bodu



4 Vyfouknutí bez použití ventilu

Jednoduché vyjmutí ventilové automatiky pro pohodlné čištění vnitřního prostoru



Opětovné nasazení ventilové automatiky

Richard-Wagner-Str. 48-50
Tel.: ++49/(0)30/3479110
E-mail: Deutsch-Neumann@t-online.de

10585 Berlin
Fax: ++49/(0)30/34791199
Internet: www.Deutsch-Neumann.de

DEUTSCH&NEUMANN GmbH



Dodávky a konzultace u Vašeho dodavatele: